



DD-92001D



2012/06



R9G104

English

Vorgesehener Gebrauch:

MISSION CONTROL™ Blood Gas and Electrolyte Control is an assayed quality control material intended for monitoring the measurements of pH, pCO₂, pO₂ in blood gas analyzers and sodium, potassium, chloride, lithium, ionized calcium and total carbon dioxide in ISE electrolyte analyzers.

Product Description:

This control material is provided for monitoring analyzer performance. It is packaged in sealed glass ampules, each containing approximately 1.8 ml of solution. Ampules are packaged 10 per tray with each box containing 3 trays, for a total of 30 ampules per box.

Active Ingredients:

MISSION CONTROL™ is a buffered solution of electrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). It has been equilibrated with specific levels of CO₂, O₂ and N₂. This control contains no human-based materials.

Directions for Use

Immediately introduce the liquid from the ampule to the analyzer, following the instrument manufacturer's instructions for sampling a control material. Use direct aspiration, syringe transfer, or capillary mode techniques.

Limitation:

1. This control is sensitive to many instrument related factors that affect analytical results. Because it is not a blood-based material, it may not detect certain malfunctions, which would affect the testing of blood.

2. This product is intended for use as a quality control material and can assist in evaluating the performance of laboratory instruments. It is not for use as a calibration standard and its use should not replace other aspects of a complete quality control program.

Storage:

Store at 18-25°C. Avoid freezing and exposure to temperatures greater than 30°C. You may also store at 4-25°C without adverse effect.

Expected Ranges:

The values for each control analyte on the enclosed Expected Ranges Chart are based on multiple determinations performed on randomly selected samples from each lot. The listing for each instrument represents the expected range for these ampules when tested at 23°C. (Note: pO₂ values will vary inversely by about one percent (1%) per degree C that the temperature of the ampules varies from 23°C.

The Expected Ranges are provided as a guide in evaluating analyzer performance. Since instrument design and operating conditions may vary, each laboratory should establish its own expected values and control limits. The mean value established should fall within the Expected Ranges shown on the chart.

DEUTSCH

Vorgesehener Gebrauch:

MISSION CONTROL™ Blutgas-und Elektrolyt-Kontrolle ist eine Qualitätskontrollprüfung, die zur Überwachung der Messungen des pH-Wertes pCO₂, pO₂ in Blutgasanalysatoren und Natrium, Kalium, Chlorid, Lithium, ionisiertes Calcium und Total-Kohlendioxid in ISE-Elektrolyt-Analysatoren dient.

Produktbeschreibung:

Diese Kontrolle dient für die Überwachung der Analysatorleistung. Es ist in verschlossenen Glasampullen verpackt mit jeweils etwa 1.8 ml Lösung. Ein Karton beinhaltet 3 Fächer mit jeweils 10 Ampullen. Es sind insgesamt 30 Ampullen pro Karton.

Aktive Inhaltsstoffe:

MISSION CONTROL™ ist eine gepufferte Lösung von Elektrolyten (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Diese wurde mit bestimmten Ebenen von CO₂, O₂ und N₂ äquilibriert. Diese Kontrolle enthält keine menschlichen Grundmaterialien.

Gebrauchsanweisung:

Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Analysator ein und folgen Sie den Hersteller-Anweisungen für die Probenahme des Kontrollmaterials. Verfahren Sie mit Direkteinführung, Spritzentransfer oder Kapillar-Modus-Techniken.

Begrenzung:

1. Diese Kontrolle ist auf viele instrument-bezogenen Faktoren empfindlich, die das analytische Ergebnis verfälschen kann. Da es kein echtes Blutmaterial ist, kann es daher keine Störungen, die sich in der Untersuchung von richtigem Blut zeigen, erkennen.

2. Dieses Produkt dient als Qualitätskontrolle und soll als Bewerter fuer die Leistung von Laborgeräten eingesetzt werden. Es ist kein Kalibrierstandard und dessen Verwendung sollte nicht an Stelle von anderen kompletten Qualitätskontroll-Programmen Ersatz leisten.

Lagerung:

Bei 18-25 ° C aufbewahren. Vermeiden Sie Einfrierung und Aussetzung bei Temperaturen von mehr als 30 ° C. Die Lagerung bei 4-25 ° C ist ohne negative Auswirkung.

Wertbereiche:

Die Werte für jeden Kontrollanalyt auf der beiliegenden Wertebereichtabelle basieren auf mehreren Ermittlungen, die von zufällig ausgewählten Proben von jeder Partie stammen. Die Liste für jedes Instrument beschreibt das erwartete Resultat für die jeweilige Ampulle bei der Prüfung bei 23 ° C. (Hinweis: pO₂ Werte variieren umgekehrt um rund ein Prozent (1%) pro Grad C, die Temperatur der Ampulle variiert um 23°C.

Die erwarteten Wertbereiche sollen als Leitfaden bei der Bewertung der Leistung von Analysiergeräten dienen. Da die Instrumentausführung und Betriebsbedingungen variieren können, sollte jedes Labor seine eigenen Werterwartungen und Kontrollbeschränkungen erstellen. Der selbst-erstellte Mittelwert sollte dem auf der vorgegebenen Wertebereichtabelle entsprechen.

FRANÇAIS

Utilisation prévue :

MISSION CONTROL™ Contrôle de gaz et d'électrolyte de sang est un matériel pour analyse de contrôle de qualité destiné à surveiller les mesures de pH, pCO₂, pO₂ en analyseurs et sodium de gaz de sang, potassium, chlorure, lithium, calcium ionisé et anhydride carbonique total dans des analyseurs d'électrolyte d'ISE.

Description de produit :

Ce matériel de contrôle est donné pour surveiller l'exécution d'analyseur. Il est emballé dans les ampoules de verre scellées, chaque contient approximativement 1.8 ml de solution. Les ampoules sont emballés par 10 par plateau avec chaque boîte contenant 3 plates.

Substances actives :

MISSION CONTROL™ est une solution tampon des électrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Elle a été équilibrée avec les niveaux spécifiques du CO₂, de l'O₂ et du N₂. Ce contrôle ne contient aucun matériaux humain-basé.

Notices d'emploi

Introduire immédiatement le liquide de l'ampule à l'analyseur, suivez les instructions du fabricant d'instrument pour prélever un matériel de contrôle. Utilisez l'aspiration directe, le transfert de seringue, ou les techniques de mode capillaire.

Limitation :

1. Ce contrôle est sensible à beaucoup de facteurs reliés par instrument qui affectent des résultats analytiques. Puisque ce n'est pas un matériel sang-basé, il peut ne pas détecter certains défauts de fonctionnement, qui affecteraient l'essai du sang.

2. Ce produit est prévu pour l'usage comme matériel de contrôle de qualité et peut aider à évaluer l'exécution des instruments de laboratoire. Il ne sert pas car un calibrage standard et son utilisation ne devraient pas remplacer d'autres aspects d'un pr

Stockage :

Stock à la température 18-25°C. Évitez de geler et exposer aux températures plus hautes que 30°C. Vous pouvez également stocker 4-25°C sans effet adverse. Vous pouvez également stocker 4-25°C sans effets adverses.

Gammes prévues :

Les valeurs pour chaque analyte de contrôle sur le diagramme de gammes inclus sont basées sur des déterminations multiples effectuées sur les échantillons aléatoirement choisis provenant de chaque sort. La liste pour chaque instrument représente la gamme prévue pour ces ampoules a été examinée à 23°C. (Note : les valeurs pO₂ changeront inversement par environ un pour cent (1%) par degré C que la température des ampoules change de 23°C.

Les gammes prévues sont fournies comme guide dans l'évaluation de performance d'analyseur. Comme la conception d'instrument et les conditions de fonctionnement peut changer, chaque laboratoire devrait établir ses propres valeurs et limites de commande. La valeur moyenne établie devrait faire partie des marges prévues montrées sur le diagramme.

ESPAÑOL

Uso:

Mission Control Gases Arteriales y Control de Electrolytos Es un material probado de control de calidad para ser usado en el monitoreo de mediciones de pH,pCO₂, pO₂ en analizadores de gases arteriales y en analizadores de electrolitos ISE para el sodio, potasio, cloro, litio, calcio ionizado y dióxido de carbono.

Descripcion Del Producto:

Este material de control es suministrado para desarrollar un monitoreo del analizador. El paquete sellado contiene ampollas de vidrio y cada una contiene 1.8 ml de solution aproximadamente. Las ampollas estan empacadas de a 10 unidades por bandeja y cada caja contiene 3 bandejas, para un total de 30 ampollas por caja.

Ingredientes Activos:

MISSION CONTROL Es una solution buffer de electrolitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Esta ha sido calibrada con niveles especificos de CO₂, O₂ y N₂. Esta solution de control no contiene materiales de base- humana

Dirrecciones para su uso:

Introduzca el líquido desde la ampolla al analizador directamente, siguiendo las instrucciones del fabricante para el muestreo de material de control. Utilizelo con aspiracion directa, transferencia por jeringa o tecnicas capilares.

Limitaciones:

1. Este control es sensitivo a muchos factores relativos al instrumento que pueden afectar los resultados analiticos. Debido a que este material no es basado en sangre. Este no puede detectar ciertos malos funcionamientos , los cuales podrian afectar las pruebas de sangre.

2. La intension de este producto es que sea usado como un material de control de calidad y pueda asistir en la evaluación del desarrollo de los instrumentos de laboratorio. Esta solution no es para ser usada como un estandar de calibracion y no puede ser remplazado en otros aspectos en un programa de control de calidad

Almacenamiento:

Almacene entre 18-25°C. Evitando el congelamiento y la exposicion a altas temperaturas mayores a 30°C. Usted puede tambien almacenarlo entre 4-25°C sin efectos adversos.

Rangos Esperados:

El inserto con los valores esperados para cada prueba se basa en multiples determinaciones desarrolladas con muestras aleatoriamente seleccionadas para cada lote. El listado para cada instrumento representa el rango esperado el cual fue probado con ampollitas a los 25°C. (Nota: Los valores de pO₂ podrian variar inversamente un uno porciento (1%) por grado Celsius que la temperatura varie desde los 25°C.)

Los rangos esperados se suministran como una guia en la evaluación del desarrollo de los analizadores. Desde que los instrumentos fueron disenados las condiciones pueden haber variado, cada laboratorio debe establecer su propio criterio de aceptabilidad.

PORTUGUÊS

Uso pretendido:

MISSION CONTROL™ Gás de sangue e Controle do eletrólito é um material analisado do controle da qualidade pretendido para monitorar as medidas de pH, pCO₂, pO₂ em analisadores de gás do sangue e o sódio, potássio, cloreto, lítio, ionizou o cálcio e dióxido de carbono total em analisadores do eletrólito de ISE.

Descrição de produto:

Este material do controle é fornecido para o desempenho do analisador da monitoração. É empacotado em ampola do vidro selado, cada contenção de aproximadamente 1.8 ml da solução. As ampola são empacotadas 10 por a bandeja com cada caixa que contem 3 bandejas, para um total de 30 ampola por a caixa.

Ingredientes ativos:

MISSION CONTROL™ é uma solução protegida de eletrólitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Foi equilibrado com níveis específicos de CO₂, O₂, and N₂. Este controle não contem nenhum material humano-baseado.

Sentidos para o uso

Introduza imediatamente o líquido da ampola ao analisador, depois do instrumento manufacturer' instruções para provar um material do controle. Aspição direta do uso, transferência da seringa, ou técnicas capilares da modalidade.

Limitação:

1. Este controle é sensível a muitos proveja os fatores relacionados que afetam resultados analíticos. Porque não é um material sangue-baseado, não pode detectar determinados maus funcionamentos, qual afetaria o teste do sangue.

2. Este produto é pretendido para o uso como um material do controle da qualidade e pode ajudar em avaliar o desempenho de instrumentos do laboratório. Não é para o uso como um padrão de calibração e seu uso não deve substituir outros aspectos de um programa de controle completo da qualidade.

Armazenamento:

Lugar em 18-25°C. Evite congelar-se e exposição às temperaturas maiores do que 30°C. Você pode igualmente lugar em 4-25°C sem efeito adverso.

Escalas previstas:

Os valores para cada analyte do controle na carta de escalas prevista incluída são baseados em determinações múltiplas executado em amostras aleatória selecionadas de cada lote. A lista para cada instrumento representa a escala prevista para estas ampola quando testado em 23°C. (Nota: os valores pO₂ variará inversa por aproximadamente um por cento (1%) por o grau C que a temperatura das ampola varia de 23°C.

As escalas previstas são fornecidas como um guia no desempenho de avaliação do analisador. Desde o instrumento as condições do projeto e de funcionamento podem variar cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores previstos e limites de controle. O valor médio estabelecido deve cair dentro das escalas previstas mostradas na carta.

CHINESE

用途

MISSION CONTROL™ 血气和电解质质控是用于监测血气分析仪测量的pH, pCO₂, pO₂以及电解质分析仪测量的钠、钾、氯、锂、离子钙和总二氧化碳结合力分析质控物质。

产品介绍

本质物质用于监测仪器的性能表现，它是密封在玻璃安瓿瓶里。每瓶约含有2毫升的溶液。每板由10个安瓿瓶。每盒3板共30个安瓿瓶。

活性成份

MISSION CONTROL™是电解质离子(Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻)缓冲液，并由特殊水平的CO₂, O₂和N₂平衡而成的。本质控不含有人血清成份。

使用方法

打开后应立即应用于分析仪，按照仪器生产商要求测试质控物质，可以用直接加样吸取，或用注射器转移，应用毛细管方法。

局限性

本质控对能影响分析结果很多仪器相关因素敏感。因为不是血清基质的质控，它不能检测能够影响测量血液时表现出的仪器某种故障。

本产品作为质控物质能帮助评价实验室仪器的性能表现，并不能作为校准品来使用，也不能取代一个系统质控程序的其他方面。

贮存

18-25摄氏度保存，避免冷冻或放置与30度以上的温度中。放置于4-25摄氏度中也无不良影响。

靶值范围

附在盒中每个质控物质的靶值范围表是任选同一个批号安瓿瓶多次测量的结果，列出的每个仪器测量结果范围代表这些安瓿瓶在23摄氏度测量的结果（注释：pO₂值会在温度每偏离23摄氏度1度时，结果以相反的方向偏离1%）。

靶值范围仅作为评价仪器性能表现的参考指导，由于仪器的设计和操作条件可能会有变化，每个实验室应建立自己的靶值及范围，平均值应在靶值范围内。

Русский

Способ применения:

MISSION CONTROL™ Анализ газов крови и электролитов - это проверенный контроль качества материалов, применяемый для мониторинга измерения pH, pCO₂, pO₂ в аппарате для анализа газа крови, а также натрия, калия, хлорида, лития, ионизированного кальция и всего углекислого газа в электролитных анализаторах ISE.

Описание продукта:

Этот контрольный материал применяется для мониторинга анализируемых характеристик. Он упаковывается в запаянные стеклянные ампулы, каждая из которых содержит приблизительно 1.8 мл раствора. Ампулы упаковываются по 10 штук на лотке и по 3 лотка в коробке, значит всего по 30 штук в коробке.

Активные ингредиенты:

MISSION CONTROL™ - это буферизированный раствор электролитов (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Он сбалансирован на специальном уровне CO₂, O₂ и N₂. Этот анализ не содержит материалов на базе человеческого организма.

Инструкция по использованию:

Срочно передать видимость из ампулы на анализатор, соблюдая инструкции производителя прибора для образцов контрольного материала. Использовать прямую аспирацию, шприц или капиллярный метод.

Ограничение:

1. Этот анализ чувствителен ко многим факторам, связанным с приборами, влияющими на аналитические результаты. Поскольку это материал не на основе крови, невозможно обнаружение точных дисфункций, которые влияют на анализ крови.

2. Этот продукт используется как контрольный материал на качество и может помочь в оценке характеристики лабораторных приборов. Он не используется для калибровки эталонов и не может заменить другой подход к выполнению контроля качества.

Хранение:

Хранить при 18-25°C. Избегать замерзания и повышения температуры свыше 30°C. Может быть храним при температуре 4-25°C без появления неблагоприятного эффекта.

Ожидаемые диапазоны:

Величины для каждого контрольного анализа внесены в Диаграмму Ожидаемых Диапазонов, основанную на множестве определений характеристик случайно выбранных образцов из каждой серии. Запись для каждого прибора представляет ожидаемый диапазон для ампул, тестированных при 23°C. (Примечание: величина pO₂ будет отличаться инверсно около одного процента (1%) на каждый градус C при изменении температуры ампулы от 23°C.

Ожидаемые Диапазоны в качестве индикатора при оценке характеристики анализатора. C тех пор как дизайн и условия работы прибора могут меняться, каждая лаборатория должна устанавливать свои собственные ожидаемую величину и контрольные лимиты. Значение ожидаемой величины должно попадать в Ожидаемый Диапазон, указанный на диаграмме.

Expected Ranges Chart

Blood Gas/ISE Analyzer	pH			pCO ₂ mmHg			pO ₂ mmHg			Na ⁺ mmol/L			K ⁺ mmol/L			Ca ⁺⁺ mmol/L			Cl ⁻ mmol/L			Li ⁺ mmol/L			tCO ₂ mmol/L								
	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max			
Abbott/ I-Stat BG, E+	7.1154	7.058	- 7.172	81	72	- 91	75	61	- 88	117	111	- 123	1.94	1.79	- 2.09	1.77	1.51	- 2.03	91	84	- 98												
Diamond ProLyte										115	109	- 121	1.88	1.73	- 2.04				77	71	- 83												
Diamond SmartLyte, GemLyte										116	110	- 121	2.02	1.86	- 2.18	1.97	1.70	- 2.24				0.29	0.26	- 0.32									
IL 1304, 1306, 1312	7.1154	7.058	- 7.172	77	68	- 87	63	51	- 74																								
IL 1610, 1620	7.1154	7.058	- 7.172	83	73	- 93	61	49	- 72																								
IL 1630, 1640, 1650	7.1154	7.058	- 7.172	83	73	- 93	61	49	- 72	118	112	- 124	1.94	1.79	- 2.09	1.74	1.48	- 1.99	89	82	- 96												
IL BG3	7.1154	7.058	- 7.172	80	71	- 90	64	52	- 75																								
IL BGE	7.1154	7.058	- 7.172	81	72	- 91	63	51	- 74	117	111	- 123	1.84	1.69	- 1.99	1.76	1.50	- 2.02	89	82	- 96												
IL Gem Premier, 3000	7.1114	7.055	- 7.168	80	70	- 90	67	55	- 80	122	115	- 128	1.94	1.79	- 2.09	1.76	1.50	- 2.02															
IL Synthesis 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45	7.1154	7.058	- 7.172	78	69	- 87	63	51	- 74	118	112	- 124	1.91	1.76	- 2.06	1.78	1.53	- 2.03	89	82	- 96												
ITC IRMA TRUpoint	7.13	7.07	- 7.19	81	72	- 91	69	57	- 82																								
Medica EasyElectrolytes										118	112	- 124	2.09	1.92	- 2.26	2.22	1.89	- 2.54	82	76	- 89	0.29	0.26	- 0.32									
Medica EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/pH/Ca	7.1144	7.057	- 7.171							118	112	- 124	2.09	1.92	- 2.26	2.22	1.89	- 2.54	85	78	- 92	0.30	0.27	- 0.34									
Medica ISE Module										120	114	- 126	2.19	2.02	- 2.36	2.22	1.89	- 2.54	85	79	- 92	0.31	0.28	- 0.34									
Nova Electrolyte Systems	7.1354	7.078	- 7.192							118	112	- 124	2.14	1.97	- 2.31	2.33	1.99	- 2.67	90	83	- 97	0.31	0.28	- 0.35	25	21	- 29						
Nova Stat Profile Systems	7.1454	7.088	- 7.203	80	71	- 90	66	54	- 77	117	111	- 123	2.04	1.88	- 2.20	1.79	1.53	- 2.05	85	78	- 92												
Nova pHox Series	7.15	7.10	- 7.21	81	72	- 91	71	58	- 84	117	111	- 123	2.04	1.88	- 2.20	1.79	1.53	- 2.05	85	78	- 92												
OptiMedical Opti 1	7.15	7.10	- 7.21	81	72	- 91	71	58	- 84																								
OptiMedical Opti CCA	7.15	7.10	- 7.21	81	72	- 91	74	61	- 88	113	108	- 119	1.84	1.69	- 1.99	1.78	1.52	- 2.04	81	74	- 87												
OptiMedical LION	7.11	7.05	- 7.18							101	99	- 104	1.44	1.39	- 1.49	1.78	1.51	- 2.04	84	76	- 91												
OptiMedical R	7.15	7.10	- 7.21	82	72	- 92	81	68	- 95	110	105	- 116	1.34	1.19	- 1.49	1.74	1.47	- 2.00															
Radiometer ABL 3, 30, 300, 330	7.1354	7.078	- 7.192	80	71	- 90	68	55	- 80																								
Radiometer ABL 5	7.11	7.05	- 7.16	75	66	- 84	62	51	- 74																								
Radiometer ABL 50, 500, 505, 510, 520	7.1154	7.058	- 7.172	76	67	- 85	72	69	- 95	117	111	- 123	1.94	1.79	- 2.09	1.94	1.65	- 2.22															
Radiometer ABL 555	7.136	7.079	- 7.193	74	65	- 83	73	70	- 85	115	110	- 121	2.10	1.94	- 2.25	1.94	1.65	- 2.22															
Radiometer ABL 70,77	7.1484	7.091	- 7.206	84	74	- 94	62	51	- 86	120	114	- 126	2.02	1.86	- 2.18	2.08	1.77	- 2.38	85	79	- 92												
Radiometer ABL 600, 610, 620, EML-100	7.1154	7.058	- 7.172	81	72	- 91	72	58	- 85	117	111	- 123	1.94	1.79	- 2.09	1.94	1.65	- 2.22	80	74	- 86												
Radiometer ABL 705, 710, 715, 720, 725	7.1154	7.059	- 7.172	81	71	- 92	70	57	- 82	120	114	- 126	1.94	1.78	- 2.10	1.94	1.65	- 2.22	80	74	- 86												
Radiometer ABL 805, 810, 815, 825, 830, 835	7.1194	7.063	- 7.176	82	72	- 93	71	58	- 83	120	114	- 126	1.94	1.78	- 2.10	1.96	1.67	- 2.24	78	72	- 84												
Roche/AVL 945, 947	7.0954	7.039	- 7.152	82	73	- 92	77	63	- 90																								
Roche/AVL 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988	7.1154	7.058	- 7.172							116	110	- 122	1.94	1.79	- 2.10	1.82	1.55	- 2.08	89	81	- 96	0.29	0.26	- 0.33	23	19	- 27						
Roche/AVL 990, 995	7.0954	7.039	- 7.152	82	73	- 92	75	61	- 88																								
Roche/AVL 9110, 9140	7.1154	7.058	- 7.172							115	110	- 121	2.16	2.01	- 2.32	2.02	1.74	- 2.29															
Roche AVL 9120, 9130										111	106	- 117	2.04	1.88	- 2.21				86	79	- 93												
Roche/AVL 9180, 9181										113	108	- 119	2.12	1.96	- 2.31	1.99	1.71	- 2.25	77	71	- 84	0.29	0.26	- 0.33									
Roche/AVL Cobas b 121	7.1454	7.089	- 7.202	80	71	- 90	47	36	- 57	118	112	- 124	2.14	1.99	- 2.30	1.85	1.57	- 2.12	88	81	- 95												
Roche/AVL Cobas b 221	7.1354	7.079	- 7.192	80	71	- 90	45	34	- 55	118	112	- 124	2.14	1.99	- 2.30	1.85	1.57	- 2.12	88	81	- 95												
Roche/AVL Compact Series	7.0954	7.039	- 7.152	82	73	- 92	75	61	- 88																								
Roche/AVL OMNI Series	7.1154	7.058	- 7.172	83	73	- 93	58	47	- 68	116	110	- 122	1.94	1.79	- 2.10	1.82	1.55	- 2.08	89	82	- 96												
Siemens/Bayer 238	7.13	7.07	- 7.182	82	73	- 92	72	58	- 85																								
Siemens/Bayer 248	7.114	7.057	- 7.171	75	66	- 84	67	54	- 75																								
Siemens/Bayer 278, 280, 288	7.1254	7.068	- 7.182	82	73	- 92	67	55	- 79	116	110	- 122	1.64	1.51	- 1.77	1.87	1.60	- 2.14	85	78	- 92												
Siemens/Bayer 348	7.114	7.057	- 7.171	76	67	- 85	65	54	- 75	117	111	- 123	2.06	1.91	- 2.21	2.03	1.76	- 2.30	85	78	- 92												
Siemens/Bayer 614, 634, 644, 654, 664	7.11	7.05	- 7.16							117	111	- 123	1.94	1.79	- 2.09	1.98	1.72	- 2.25	85	78	- 92							23	19	- 27			
Siemens/Bayer 840, 845, 850, 855, 860, 865	7.1354	7.078	- 7.192	78	69	- 87	64	53	- 76	112	107	- 118	1.84	1.69	- 1.99	1.78	1.52	- 2.04	81	74	- 87												
Siemens/Bayer RapidPoint 400, 405	7.1354	7.078	- 7.192	84	74	- 95	61	50	- 73	114	108	- 120	1.84	1.69	- 1.99	1.78	1.52	- 2.04	81	74	- 87												



For In Vitro Diagnostic Use
In Vitro Diagnosticum
Usage In Vitro
Para Uso Diagnostico In Vitro
Utilizar Apenas Em Diagnostico In Vitro
Ti in Vitro diagnosticating
仅供体外诊断使用
Для использования в диагностике in-vitro



European Conformity
CE-Konformitätskennzeichnung
Conformité aux normes européennes
Conformidade europea
Conformidade com as normas europeias
Europæisk overensstemmelse
符合欧
Европейская Адекватность



Temperature Limit
Temperaturlimit
Limite de température
Limite de temperatura
Limite de temperatura
Temperaturgrænse
温度限制
Температурные ограничения



Consult Instructions for Use
Gebrauchsanweisung beachten
Consulter la notice d'emploi
Consulte as instruções de uso
Consulte as instruções de utilização
Benyt brugsanvisningen
参考说明书使用
Рекомендации по применению