

Mission Control™ Blood Gas and Electrolyte Control - Level 3

English

Intended Use:
MISSION CONTROL™ Blood Gas and Electrolyte Control is an assayed quality control material intended for monitoring the measurements of pH pCO₂ pO₂ in blood gas analyzers and sodium, potassium, chloride, lithium, ionized calcium and total carbon dioxide in ISE electrolyte analyzers.

Product Description:
This control material is provided for monitoring analyzer performance. It is packaged in sealed glass ampules, each containing approximately 1.8 ml of solution. Ampules are packaged 10 per tray with each box containing 3 trays, for a total of 30 ampules per box.

Active Ingredients:
MISSION CONTROL™ is a buffered solution of electrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻). It has been equilibrated with specific levels of CO₂, O₂, and N₂. This control contains no human-based materials.

Directions for Use
Immediately introduce the liquid from the ampule to the analyzer, following the instrument manufacturer's instructions for sampling a control material. Use direct aspiration, syringe transfer, or capillary mode techniques.

Limitation:
1. This control is sensitive to many instrument related factors that affect analytical results. Because it is not a blood-based material, it may not detect certain malfunctions, which would affect the testing of blood.

2. This product is intended for use as a quality control material and can assist in evaluating the performance of laboratory instruments. It is not for use as a calibration standard and its use should not replace other aspects of a complete quality control program.

Storage:
Store at 18-25°C. Avoid freezing and exposure to temperatures greater than 30°C. You may also store at 4-25°C without adverse effect.

Expected Ranges:
The values for each control analyte on the enclosed Expected Ranges Chart are based on multiple determinations performed on randomly selected samples from each lot. The listing for each instrument represents the expected range for these ampules when tested at 23°C. (Note: pO₂ values will vary inversely by about one percent (1%) per degree C that the temperature of the ampules varies from 23°C).

The Expected Ranges are provided as a guide in evaluating analyzer performance. Since instrument design and operating conditions may vary, each laboratory should establish its own expected values and control limits. The mean value established should fall within the Expected Ranges shown on the chart.

DEUTSCH

Vorgesehener Gebrauch:
MISSION CONTROL™ Blutgas- und Elektrolyt-Kontrolle ist eine assayed quality control material, die zur Überwachung der Messungen des pH-Wertes pCO₂ pO₂ in Blutgasanalysatoren und Natrium, Kalium, Chlorid, Lithium, ionisiertes Calcium und Total-Kohlendioxid in ISE-Elektrolyt-Analysatoren dient.

Produktbeschreibung:
Diese Kontrolle dient für die Überwachung der Analyserleistung. Es ist in verschlossenen Glasampullen verpackt mit jeweils etwa 1.8 ml Lösung. Ein Karton beinhaltet 3 Fächer mit jeweils 10 Ampullen. Es sind insgesamt 30 Ampullen pro Karton.

Aktive Inhaltsstoffe:
MISSION CONTROL™ ist eine gepufferte Lösung von Elektrolyten (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻). Diese wurde mit bestimmten Ebenen von CO₂, O₂ und N₂ angulibriert. Diese Kontrolle enthält keine menschlichen Grundmaterialien.

Gebrauchsanweisung:
Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Analyser ein und folgen Sie den Hersteller-Anweisungen für die Probenahme des Kontrollmaterials. Verfahren Sie mit Direktführung, Spritzentransfer oder Kapillare-Modus-Techniken.

Begrenzung:
1. Diese Kontrolle ist auf viele instrument-bezogenen Faktoren empfindlich, die das analytische Ergebnis verfälschen kann. Da es kein Blutmaterial ist, kann es daher keine Störungen, die sich in der Untersuchung von richtigem Blut zeigt, erkennen.

2. Dieses Produkt dient als Qualitätskontrolle und soll als Beweiser für die Leistung von Laborgeräten eingesetzt werden. Es ist kein Kalibrierstandard und dessen Verwendung sollte nicht an Stelle von anderen kompletten Qualitätskontrol-Programmen Ersetz leisten.

Lagerung:
Bei 18-25 °C aufbewahren. Vermeiden Sie Einfrierung und Aussetzung bei Temperaturen von mehr als 30 °C. Die Lagerung bei 4-25 °C ist ohne negative Auswirkung.

Wertbereiche:
Die Werte für jeden Kontrollanalyt auf der beiliegenden Wertebereichstabelle basieren auf mehreren Ermittlungen, die von zufällig ausgewählten Proben von jeder Partie stammen. Die Liste für jedes Instrument beschreibt das erwartete Resultat für die jeweilige Ampulle bei der Prüftung bei 23°C. (Hinweis: pO₂ Werte variieren umgekehrt um rund ein Prozent (1%) pro Grad C, die Temperatur der Ampulle variiert um 23°C).

Die erwarteten Wertebereiche sollen als Leitfaden bei der Bewertung der Leistung von Analysergeräten dienen. Da die Instrumentausführung und Betriebsbedingungen variieren können, sollte jedes Labor seine eigenen Wertebertungen und Kontrollbeschränkungen erstellen. Der selbst-erstellte Mittelwert sollte dem auf der vorgegebenen Wertebereichstabelle entsprechen.

Français

Utilisation prévue :
MISSION CONTROL™ Contrôle de gaz et d'électrolytes de sang est un matériel pour analyse de contrôle de qualité destiné à surveiller les mesures de pH pCO₂ pO₂ en analyseurs et sodium de gaz de sang, potassium, chlorure, lithium, calcium ionisé et anhydride carbonique total dans des analyseurs d'électrolyte d'ISE.

Description de produit :
Ce matériel de contrôle est destiné pour surveiller l'exactitude de l'analyseur. Il est empaqueté dans les ampoules de verre scellées, chaque contenant approximativement 1.8 ml de solution. Les ampoules sont empaquetés par 10 par plateau avec chaque boîte contenant 3 plates.

Substances actives :
MISSION CONTROL™ est une solution tampon des électrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻). Elle a été équilibrée avec les niveaux spécifiques du CO₂, de l'O₂, et du N₂. Ce contrôle ne contient aucun matériaux humains.

Notices d'emploi
Introduire immédiatement le liquide de l'ampoule à l'analyseur, suivez les instructions du fabricant d'instrument pour prélever un matériel de contrôle. Utilisez l'aspiration directe, le transfert de seringue, ou les techniques de mode capillaire.

Limitation :
1. Ce contrôle est sensible à beaucoup de facteurs reliés par instrument qui affectent des résultats analytiques. Debido a que este material no tiene base sanguínea, no podrá detectar algunas anomalías que podrían afectar los resultados de pruebas de sangre.

2. Ce produit est prévu pour l'usage comme matériel de contrôle de qualité et peut aider à évaluer l'exécution des instruments de laboratoire. Il ne sert pas car un calibrage standard et son utilisation ne devraient pas remplacer d'autres aspects d'un pr

Stockage :
Stock à la température 18-25°C. Évitez de geler et exposer aux températures plus hautes que 30°C. Vous pouvez également stocker 4-25°C sans effet adverse.

Gammes prévues :
Les valeurs pour chaque analyse de contrôle sur le diagramme de gammes inclus sont basées sur des déterminations multiples effectuées sur les échantillons aléatoirement choisis provenant de chaque sort. La liste pour chaque instrument représente la gamme prévue pour ces ampoules une fois examinées à 23°C. (Note: les valeurs pO₂ changeront inversement par environ un pour cent (1%) par degré C que la température des ampoules change de 23°C).

Les gammes prévues sont fournies comme guide dans l'évaluation de performance des instruments d'analyseur. Comme la conception d'instrument et les conditions de fonctionnement peut changer, chaque laboratoire devrait établir ses propres valeurs et limites de commande. La valeur moyenne établie devrait faire partie des marges prévues montrées sur le diagramme.

Español

Uso:
MISSION CONTROL™ para Gases Arteriales y Electroólitos es un material aprobado para el control de calidad en el monitoreo de mediciones de pH, pCO₂, pO₂ en analizadores de gases arteriales y de sodio, potasio, cloro, litio, calcio ionizado y dióxido de carbono en analizadores de electrolitos.

Descripción del Producto:
Este material de control es suministrado para monitorear el funcionamiento del analizador. El paquete sellado contiene ampollitas de vidrio, cada una con aproximadamente 1.8 ml de solución. Las ampollitas están empacadas de a 10 unidades por bandeja y cada caja contiene 3 bandejas, para un total de 30 ampollitas por caja.

Ingredientes Activos:
MISSION CONTROL™ es una solución buffer de electrolitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻). Esta ha sido calibrada con niveles específicos de CO₂, O₂ y N₂. Esta solución de control no contiene ingredientes de base humana.

Instrucción para su uso:
Introduzca el líquido directamente al analizador, a través de la ampollita, siguiendo las instrucciones del fabricante para el muestreo de material de control. Utilicezo con aspiración directa, transferencia por jeringa o técnicas capilares.

Limitaciones:
1. Este control es sensible a muchos factores relativos al instrumento que pueden afectar los resultados analíticos. Debido a que este material no tiene base sanguínea, no podrá detectar algunas anomalías que podrían afectar los resultados de pruebas de sangre.

2. La intención de este producto es que sea usado como material de control de calidad y pueda asistir en la evaluación del funcionamiento de intrumentos de laboratorio. Esta solución no es para ser usada como un estándar de calibración y no puede ser reemplazado en otros aspectos del programa de control de calidad.

Almacenamiento:
Almacenar entre 18-25°C. Evite su congelamiento y la exposición a altas temperaturas, mayores a 30°C. Usted puede también almacenarlo entre 4-25°C sin efectos adversos.

Rangos Esperados:
El inserto con los valores esperados para cada parámetro se ha basado en múltiples determinaciones hechas con muestras seleccionadas aleatoriamente por cada lote. El listado para cada instrumento representa el rango esperado por prueba usando ampollitas a temperatura de 23°C. (Nota: Los valores de pO₂ pueden variar inversamente en un uno por ciento (1%) por cada grado Celsius en proporción a la variación de la temperatura desde los 23°C).

Los rangos esperados se suministran como guía para la evaluación de desempeño de los analizadores. Las condiciones pueden haber variado desde que los instrumentos fueron diseñados y cada laboratorio deberá de establecer su propio criterio de aceptación de valores.

Português

Uso pretendido:
MISSION CONTROL™ Controle de gases sanguíneos e eletrólitos é um material ensaiado, que estabelece parâmetros para controle de qualidade de análises, usado para monitorar as medidas de pH, pCO₂ e pO₂, em analisadores de gases sanguíneos, e sódio, potássio, cloreto, lítio, cálcio ionizado e dióxido de carbono total, em analisadores de eletrólitos ISE.

Descrição de produto:
Este controle é fornecido para monitoramento de desempenho de analisadores. É ensaiado em ampolas de vidro seladas, cada uma contendo aproximadamente 1.8 ml de solução. As ampolas são dispostas em bandejas com 10 cada, embaladas em caixas com 3 bandejas, totalizando 30 ampolas por caixa.

Ingredientes ativos:
MISSION CONTROL™ é uma solução tampãoada de eletrólitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻), equilibrada com níveis específicos de CO₂, O₂ e N₂. Este controle não contém material de origem humana.

Instruções para uso:
Introduza o líquido da ampola no analisador, imediatamente após abrir a ampola, seguindo as instruções do fabricante do equipamento, para amostra de material de control. Utilizezo com aspiração direta, transferência por seringa ou técnica capilar.

Limitações:
1. Este controle é sensível a vários fatores relacionados aos equipamentos, que afetam resultados analíticos. Como não é um material de origem de sangue humano, não é capaz de detectar certas disfunções, o que afetaria o teste de sangue.

2. Este produto é para uso como controle de qualidade e pode auxiliar na avaliação do desempenho de instrumentos de laboratório. Não deve ser usado como padrão de calibração e seu uso não deve substituir outros programas completos de controle de qualidade.

Armazenamento:
18-25°C. Evite congelamento e exposição a temperaturas superiores a 30°C. Também pode ser armazenado de 4 - 25°C, sem efeitos adversos.

Valores esperados:
Os valores para controle de cada análise, na Tabela de Variação Esperada (Expected Ranges Chart) anexa, foram baseados em múltiplas determinações realizadas, em amostras selecionadas aleatoriamente de cada lote. A lista de cada instrumento representa o valor esperado para aquela ampola, testada a 23°C. (Nota: valores de pO₂ variam inversamente, aproximadamente 1%, por grau C que a ampola varie de 23°C).

As variações esperadas são fornecidas como um guia para avaliação de desempenho do analisador. Como o instrumento e as condições de operação podem variar, cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores e limites de controle. O valor médio estabelecido deve estar dentro das variações previstas descritas nestas tabelas.

Chinese

用途:
MISSION CONTROL™ 血气和电解质控制是用于监测血气分析仪测定的 pH、pCO₂ 和 pO₂ 以及在电解质分析仪测量的钠、钾、氯、锂离子和总二氧化碳结合力分析物质。

产品介绍:
本物质控制用于监测仪器的性能表现。它是密封在玻璃安瓿瓶里，每瓶约含有 1.8 毫升的溶液。每板由 10 个安瓿瓶，每盒 3 板共 30 个安瓿瓶。

活性成份:
MISSION CONTROL™ 是电解质离子 (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻) 缓冲液，并由特殊水平的 CO₂, O₂ 和 N₂ 平衡而成的。本质控不含有血清成份。

使用方法:
打开安瓿后立即应用于分析仪。按照仪器生产商要求正确使用。可以直接用注射器吸取，或使用注射器转移，应用毛细管方法。

局限性:
本质控对影响分析结果很多仪器相关因素敏感。因为不是血液基质的质控，它不能检测能够影响测量血氧时表现出的仪器某种故障。

本产品作为质控物质能评价实验室仪器的性能表现，并不能作为校准标准使用，也不能取代一个完整校准程序的其他方面。

贮存:
18-25摄氏度保存，避免冷冻或放置于 30 度以上的温度中。放置于 4-25 摄氏度中也不受不良影响。

数值范围:
附在盒中每个质控物质的期望范围表是任何一个数字单独多次测量的结果，列出的每个仪器测量结果代表这些安瓿瓶在 23 摄氏度测量的结果（注：pO₂ 值会在温度每升高 23 摄氏度 1 度时，结果以相反的方向偏差 1%）。

期望范围仅作为评价仪器性能表现的参考指导。由于仪器的设计和操作条件可能会有变化，每个实验室应该建立自己的期望值和范围，平均值应在期望值范围内。

Russian

Способ применения:
MISSION CONTROL™ Анализ газов крови и электролитов - это проверенный контроль качества материалов, применяемый для мониторинга измерения pH, pCO₂, pO₂ в аппаратах для анализа газа крови, а также натрия, калия, хлорида, лития, ионизированного кальция и всего углекислого газа в электролитных анализаторах ISE.

Описание продукта:
Этот контрольный материал применяется для мониторинга анализируемых характеристик. Он упаковывается в запечатанные стеклянные ампулы, каждая из которых содержит приблизительно 1.8 мл раствора. Ампулы упаковываются по 10 штук на лотке и по 3 лотка в коробке, значит всего по 30 штук в коробке.

Активные ингредиенты:
MISSION CONTROL™ - это буферизируемый раствор электролитов (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻, CO₃²⁻). Он балансирован на специальном уровне CO₂, O₂ и N₂. Этот анализ не содержит материалов на базе человеческого организма.

Инструкции по использованию:
Сразу передайте жидкость из ампулы на анализатор, соблюдая инструкции производителя прибора для образцов контрольного материала. Используйте прямую аспирацию, шприц или капиллярный метод.

Ограничения:
1. Этот анализ чувствителен ко многим факторам, связанным с приборами, влияющими на измерения. Поскольку этот материал не на основе крови, невозможно обнаружения точных дисфункций, которые влияют на анализ крови.

2. Этот продукт используется как контрольный материал на качество и может помочь в оценке характеристик лабораторных приборов. Он не используется для калибровки эталонов и не может заменить другой подход к выполнению контроля качества.

Хранение:
Хранить при 18-25°C. Избегать замерзания и повышения температуры свыше 30°C. Может быть храним при температуре 4-25°C без появления неблагоприятного эффекта.

Ожидаемые диапазоны:
Величины для каждого контрольного анализа внесены в Диаграмму Ожидаемых Диапазонов, основанную на количестве определенных характеристик случайно выбранных образцов из каждой серии. Запись для каждого прибора представляет ожидаемый диапазон для ампул, тестируемых при 23 °C. (Примечание: величина pO₂ будет отличаться инверсно около одного процента (1%) на каждый градус C при изменении температуры ампулы от 23 °C).

Ожидаемые Диапазоны в качестве индикатора при оценке характеристик анализатора. С тех пор как дизайн и условия работы прибора могут меняться, каждая лаборатория должна устанавливать свою собственную ожидаемую величину и контрольные пределы. Значение ожидаемой величины должно попадать в Ожидаемый Диапазон, указанный на диаграмме.



For In Vitro Diagnostic Use
In Vitro Diagnostikum
Usage In Vitro
Para Uso Diagnostico In Vitro
Utazur Aparato Em Diagnostico In Vitro
In Vitro Diagnostikum
仅供体外诊断使用

Для использования в диагностике In Vitro



European Conformity
CE-Konformitätskennzeichnung
Conforme aux normes européennes
Conformità europea
Conformidade com as normas europeias
European Conformity
符合欧洲标准

Европейской Адаптации



Temperature Limit
Temperaturlimit
Limite de temperatura
Limite de temperatura
Temperaturgrenze
温度范围限制
Температурные ограничения



Consult Instructions for Use
Gebrauchsanweisung beachten
Consultar las instrucciones de uso
Consulte las instrucciones de uso
Consulte as instruções de utilização
Instrucciones de uso
參閱說明書使用
Рекомендация по чтению



Lot Number
Charge/Nº
Número de lote
Número de lote
Batch number
批号
Número سری



Use by (YY-MM-DD)
Verwendbar bis (JJJJ-MM-TT)
Date of expiration (AAAA-MM-JJ)
Usar hasta el (AAAA-MM-DD)
Utilizar até (AAAA-MM-DD)
Anwendbar (AAAA-MM-DD)
有效期至 (YYYY-MM-DD)
Использовать по (последней дате)



Manufactured by
Hergestellt von
Fabricado por
Fabricado por
Fabricado por
製造商
Производитель



Authorized Representative
Bevollmächtigter
Representante agréé
Representante autorizado
Autorisiert repräsentiert
總代理
Санкционированный представитель



Catalog Number
Katalognummer
Número de catálogo
Número de catálogo
Katalog
产品号
Номер каталога

Expected Ranges Chart

Blood Gas/ISE Analyzer	pH			pCO ₂ mmHg			pO ₂ mmHg			Na ⁺ mmol/L			K ⁺ mmol/L			Ca ⁺⁺ mmol/L			Ca ⁺⁺ mg/dL			Cl ⁻ mmol/L			Li ⁺ mmol/L			tCO ₂ mmol/L				
	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min
AADEE μGases	7.648	7.587	7.709	30.5	27.8	33.2	147	132	162	161	153	170	6.71	6.16	7.25	0.61	0.52	0.70	2.42	2.06	2.78	116	107	125								
AADEE μISE																																
AADEE SA RUMI BG	7.69	7.63	7.75	28.9	26.2	31.6	142	127	157	169	161	178	7.72	7.17	8.26	0.88	0.79	0.97	3.52	3.16	3.88	118	109	127								
Abbott i-Stat BG, E+	7.758	7.697	7.819	19.6	16.9	22.3	136	121	151	169	161	178	7.72	7.17	8.26	0.88	0.79	0.97	3.52	3.16	3.88	118	109	127								
Alere EPOC	7.758	7.697	7.819	19.6	16.9	22.3	136	121	151	169	161	178	7.72	7.17	8.26	0.88	0.79	0.97	3.52	3.16	3.88	118	109	127								
Carenum XL-921	8.42	8.36	8.48							160	152	166	6.78	6.23	7.33	0.48	0.38	0.58	1.92	1.52	2.32	118	109	127	2.36	2.10	2.62					
CMD CMDLyte										158	150	166	6.93	6.38	7.48	0.51	0.41	0.61	2.04	1.64	2.44	117	108	126	2.28	2.02	2.54					
CMD CMDLyte Plus										160	152	168	7.52	6.99	8.05	1.02	0.91	1.13	4.09	3.64	4.52	124	114	133	2.43	2.16	2.70					
Convergent ISE/BG	7.734	7.673	7.795	21.1	18.4	23.9	142	127	157	155	147	163	7.20	6.67	7.73	0.57	0.46	0.68	2.26	1.84	2.72	119	109	128	2.13	1.87	2.40					
Cornley AFT 400-500 Series	7.53	7.47	7.59							153	145	161	6.78	6.23	7.33	0.48	0.38	0.58	1.92	1.52	2.32	118	109	127	2.36	2.10	2.62					
Cornay CorLyte Analyzer										163	155	171	7.13	6.58	7.68	0.49	0.36	0.62	1.96	1.44	2.48	122	113	131	2.40	2.15	2.65					
Diamond CARELYTE										163	155	171	6.80	6.25	7.35	0.48	0.35	0.61	1.92	1.40	2.44	122	113	131	2.21	1.96	2.46					
Diamond CARELYTE PLUS										159	151	167	7.02	6.47	7.57	0.63	0.53	0.73	2.52	2.12	2.92	115	106	124	2.52	2.25	2.79					
Diamond PROLYTE										153	145	161	6.78	6.23	7.33	0.48	0.38	0.58	1.92	1.52	2.32	118	109	127	2.36	2.10	2.62					
Diamond SMARTLYTE, GEMLYTE										158	150	166	6.93	6.38	7.48	0.51	0.41	0.61	2.04	1.64	2.44	117	108	126	2.28	2.02	2.54					
Diamond SMARTLYTE PLUS										161	153	169	7.06	6.51	7.61							122	113	131								
Diamond UNITY										176	161	191	7.39	6.79	7.99	0.65	0.56	0.74	2.62	2.24	2.96	134	122	146								
Erba Mannheim, EC 90										162	154	170	7.56	7.03	8.09	0.68	0.57	0.79	2.72	2.28	3.16	119	110	129	2.38	2.11	2.65					
Eschweler Combline	7.721	7.660	7.782	22.1	19.3	24.8	137	122	152	162	154	170	7.56	7.03	8.09	0.68	0.57	0.79	2.72	2.28	3.16	122	113	132	2.38	2.11	2.65					
Eschweler Combisys II	7.721	7.660	7.782	22.1	19.3	24.8	137	122	152	162	154	170	7.56	7.03	8.09	0.68	0.57	0.79	2.72	2.28	3.16	122	113	132	2.38	2.11	2.65					
Eschweler ECOLYTE										161	153	169	7.56	7.03	8.09	0.68	0.57	0.79	2.72	2.28	3.16	122	113	132	2.38	2.11	2.65					
Eschweler ECOSYS II	7.721	7.660	7.782	22.1	19.3	24.8	137	122	152																							
IDEXX VetLyte										163	155	171	7.67	7.12	8.21							123	114	132								
Heigalyte Plus										158	150	166	6.93	6.38	7.48	0.51	0.41	0.61	2.04	1.64	2.44	117	108	126	2.28	2.02	2.54					
Horiba Yuzimen E100										158	150	166	6.93	6.38	7.48	0.51	0.41	0.61	2.04	1.64	2.44	117	108	126	2.28	2.02	2.54					
IL 1600 Series	7.728	7.667	7.789	18.6	16.0	21.2	136	121	151	169	160	177	7.52	6.99	8.05	0.87	0.78	0.96	3.48	3.12	3.84	120	111	129								
IL BGE	7.728	7.667	7.789	20.6	17.8	23.4	137	122	152	168	160	177	7.52	6.99	8.05	0.92	0.84	1.01	3.70	3.36	4.04	120	111	129								
IL Gem Premier, 3000, 3500	7.772	7.711	7.833	20.9	18.0	23.8	152	137	167	162	154	170	7.35	6.82	7.88	0.83	0.74	0.92	3.31	2.96	3.68											
IL Gem Premier, 4000	7.814	7.753	7.875	25.1	22.2	28.0	135	120	150	160	152	166	7.45	6.92	7.98	0.79	0.70	0.88	3.15	2.80	3.52	121	112	130								
IL Gem Premier, 5000	7.757	7.696	7.818	24.7	21.8	27.6	116	101	131	154	146	162	6.81	6.28	7.34	0.50	0.41	0.59	1.98	1.64	2.36	122	113	131								
IL Lyte	7.734	7.673	7.795							165	157	173	7.52	6.99	8.05	1.02	0.91	1.13	4.09	3.64	4.52	124	114	133	2.43	2.16	2.70					
IL Synthesis 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45	7.717	7.657	7.778	21.0	18.1	23.9	138	123	153	169	161	177	7.69	7.14	8.23	0.86	0.77	0.95	3.43	3.08	3.80	120	111	129								
Intherma S-Lyte										153	145	161	6.78	6.23	7.33	0.48	0.38	0.58	1.92	1.52	2.32	118	109	127	2.36	2.10	2.62					
ITC IRMA TRUpoint	7.77	7.71	7.83	19.6	16.8	22.3	149	132	165																							
Max Ion	7.53	7.47	7.59							155	147	163	7.20	6.67	7.73	0.57	0.46	0.68	2.26	1.84	2.72	119	110	128	2.13	1.87	2.40					
Medica EasyBloodGas	7.78	7.72	7.84	19.1	16.4	21.8	146	130	162																							
Medica EasyElectrolytes										167	159	175	7.32	6.79	7.85							123	113	132	2.45	2.18	2.72					
Medica EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/pH/Ca	7.734	7.673	7.795							160	152	168	7.52	6.99	8.05	0.84	0.73	0.95	3.36	2.92	3.80	124	114	133	2.43	2.16	2.70					
Medica EasyStat	7.78	7.72	7.84	21.1	18.2	24.0	142	126	158	160	152	168	7.25	6.72	7.78	0.73	0.63	0.83	2.90	2.52	3.32	118	108	128								
Medica ISE Module										168	160	176	7.32	6.79	7.85							124	114	133	2.35	2.08	2.62					
MH Lab-ISE										153	145	161	6.78	6.23	7.33	0.48	0.38	0.58	1.92	1.52	2.32	118	109	127	2.36	2.10	2.62					
MH Lab-ISE Plus										158	150	166	6.93	6.38	7.48	0.51	0.41	0.61	2.04	1.64	2.44	117	108	126	2.28	2.02	2.54					
Nova Electrolyte Systems	7.745	7.684	7.806							175	167	184	8.62	8.00	9.24	0.66	0.58	0.74	2.63	2.32	2.96	123	114	132	2.32	2.07	2.58	25	21	29		
Nova Stat Profile Systems	7.728	7.667	7.789	19.6	16.9	22.3	141	126	157	172	164	181	7.82	7.26	8.37	0.69	0.60	0.77	2.75	2.40	3.08	123	114	132								
Nova pHox Series	7.805	7.780	7.830	17.4	14.4	20.4	150	140	160	162	158	166	7.51	7.21	7.81	0.88	0.82	0.94	3.52	3.28	3.76	121	116	125								
OptiMedical Opti 1	7.82	7.76	7.88	19.6	16.9	22.3	139	124	154																							
OptiMedical Opti CCA	7.82	7.76	7.88	19.6	16.9	22.3	137	122	152	171	163	180	8.42	7.82	9.02	0.68	0.60	0.77	2.74	2.40	3.08	124	114	133								
OptiMedical LION	7.77	7.71	7.83							167	162	173	8.62	8.02	9.22	0.88	0.73	1.04	3.54	2.92	4.16	121	109	132								
OptiMedical R	7.82	7.76	7.88	18.6	15.9	21.3	145	130	160	176	168	185	8.72	8.12	9.32	0.89	0.81	0.98	3.58	3.24	3.92											
Radiometer ABL 5	7.70	7.64	7.76	24.0	21.3	26.7	147	132	162																							
Radiometer ABL 50, 500, 505, 510, 520, 555	7.740	7.679	7.801	21.0	18.3	23.7	143	128	159	169	161	178	7.72	7.17	8.26	0.70	0.61	0.79	2.79													