



SmartLyte® *Plus*

محلل الالكتروليت الأكثر تقدماً

 smartlyteplus.com

SmartLyte® Plus



باراميترو	تراوح	1 قابلية اعادة الأنتاج	دقة الشاشة
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Na ⁺ 2 بوب	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-إزالة البقايا، هذا ليس مهم. يدمج لحداد يخدمون-1

2-لربط التانجيج يفتدع جويثيلولالو جويثيلولالو سايقي متهي ال-

3-يفاضر في فيفتت بلطتي (120-60)

رايتل
100-240V, 50W max
50-60 Hz, 1.6A max

نزول او مچجلا
13.2 × 12.4 × 12 in . 14 lbs
335 × 315 × 295 mm. 6 kgs

ةطي حم ال فورظلا
< 85% ةبوظرلا
60-90°F (15-32°C) تفدرغلا قرارح ؤجرد



DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746
www.diamonddiagnostics.com
main@diamonddiagnostics.com
+1 508-429-0450

SOP23-0189F REV00 03/20/23